


**HPLC-Verbindungskapillaren
1/32" (0.8 mm) AD bzw.
1/16" (1.6 mm) AD**

aus Glas-PEEK (Fused Silica ummantelt)
ID (µm) 25, 50, 75, 100, 150, 175, 200, 300
Längen (cm) 5, 10, 20, 30, 50
Bestell. Nr. und Preise: siehe Preisliste

**PEEK-Fingertight-Fitting M4 (PEEK)
z.B. für Agilent Cap-LC**

Fingertight Fitting M4 für
Kapillare 1/32" (0.8 mm) AD
Best. Nr. 6941 5 Stück
Best. Nr. 6942 10 Stück

**Sleeve: 1/32" (0.8 mm) AD
auf 360 µm AD**

Best. Nr. : 6966 (10 Stück)

**PEEK-Fingertight 1/16" (1.6 mm) AD**

Best. Nr. 6092 (10 Stück)

**PEEK-Fingertight lang
1/16" (1.6 mm) AD**

Best. Nr. F-130X (10 Stück)

**Sleeve 1/16" (1.6 mm) AD auf
1/32" (0.8 mm) AD**

Best. Nr. 6965 (10 Stück)

**Sleeve 1/16" (1.6 mm) AD auf
360 µm AD**

Best. Nr. 6961 (10 Stück)

**Kupplung 1/32" (0.8 mm) AD auf
1/32" (0.8 mm) AD**

Best. Nr. 6943 (1 Stück)

**Mikro-Fingertight
(für Kupplung 6943)**

Best. Nr. 6944 (2 Stück)

NEU**für nano- und
Capillar-HPLC****HPLC ANSCHLUßSYSTEM****Vorteile:**

- Idealer Ersatz für Edelstahl- und PEEK Kapillaren
- Speziell für Kapillar-LC und LC-MS
- Absolut glatte innere Oberfläche (Glas) dadurch exzellente Strömungsverhältnisse
- Keine Verschleppungen
- Keine Bandenverbreiterungen
- hervorragende Reproduzierbarkeit
- kein Verstopfen
- metallfrei
- für hohe Drücke geeignet
- Verbindungen sehr leicht handzuhaben, da gerade, jedoch sehr flexibel



Kupplung für Fused-Silica-Kapillaren*

Best. Nr. 6930 (1 Stück)



Mikro-Fingertight (für Kupplung 6930)

Best. Nr. 6932 (2 Stück)



Sleeve für das Koppeln von Fused-Silica-Kapillaren

AD Fused Silica Kapillare:

127, 178, 229, 280, 330, 380, 457, 533 µm

Best. Nr. 6950-6957 (je 10 Stück) siehe Preisliste



Kupplung 1/32" (0.8 mm) AD auf 360 µm AD*

Best. Nr. 6930-32 (1 Stück)



Kupplung 1/16" (1.6 mm) AD auf 1/32" AD

Best. Nr. 6935-32 (1 Stück)



Kupplung 1/16" (1.6 mm) AD auf 360 µm AD*

Best. Nr. 6935 (1 Stück)



PEEK-Fingertight 1/16" (für Kupplung 6935)

Best. Nr. 6937 (2 Stück)



Kupplung für Fused-Silica-Kapillaren* mit integriertem Filter (Edelstahl 2 µm)

Best. Nr. 6930-F (1 Stück)

Ersatzsiebe gefaßt

Best. Nr. 6930-S (3 Stück)



Kupplung 1/32" (0.8 mm) AD auf 360 µm AD* mit integriertem Filter (Edelstahl 2 µm)

Best. Nr. 6930-32-F (1 Stück)

Ersatzsiebe gefaßt

Best. Nr. 6930-32-S (3 Stück)



Kupplung 1/32" (0.8 mm) AD auf 1/32" (0.8 mm) AD mit integriertem Filter (Edelstahl 2 µm)

Best. Nr. 6943-F (1 Stück)

Ersatzsiebe gefaßt

Best. Nr. 6943-S (3 Stück)



Probeschleifen 1/32" (0.8 mm) AD

Volumen (nl) 50, 100, 250, 500, 1000

Best. Nr. IP 0050nl = 50 nl

Best. Nr. IP 0100nl = 100 nl

Best. Nr. IP 0250nl = 250 nl

Best. Nr. IP 0500nl = 500 nl

Best. Nr. IP 1000nl = 1000 nl

* Auch für weitere Fused Silica AD von 127 - 533 µm verwendbar.